


抗Ser/Thr- Pp2A活性化因子（Ptpa）ポリクローナル抗体、Wb・If/Icc・Elisa対応 - Q15257

商品番号: CM0022584



前書き

ヒトPTPA/PPP2R4に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。PP2Aの制御、アポトーシス、神経変性疾患の機構研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ser/thr-PP2A活性化因子（PTPA）ウサギpAb
備考/別名	PP2A; PR53; PPP2R4; Ser/thr-PP2A活性化因子（PTPA）
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5524
GeneID	5524
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSer/thr-PP2A活性化因子（PTPA）(NP_821067.1)のアミノ酸1-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15257
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋