

抗Setd6ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q8Tbk2

商品番号: CM0027756



前書き

ヒトSETD6に対するウサギポリクローナル抗体。SETD6はNF- κ Bシグナル伝達および幹細胞の自己複製に関与するN-リシンメチルトランスフェラーゼです。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD6 ウサギpAb
備考/別名	SETD6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79918
GeneID	79918
免疫原	ヒトSETD6のアミノ酸301-473に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001153777.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q8TBK2
タンパク質重量	53kDa
配送	アイスパック