

## WbおよびElisa用抗Sfswapウサギポリクローナル抗体 - Q12872

商品番号: CM0021659



### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗SFSWAPウサギポリクローナル抗体です。選択的スプライシングの調節因子であるヒトスプライシング因子SFSWAP (SWAP/SFRS8) を標的としています。組換え免疫原を使用しており、RNAプロセッシング研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | SFSWAP ウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | SWAP, SFRS8, SFSWAP                                      |
| 対象種        | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6433                                                     |
| 遺伝子ID      | 6433                                                     |
| 免疫原        | ヒトSFSWAP (NP_004583.2) のアミノ酸170～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途         | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト                                                       |
| SWISS      | Q12872                                                   |
| タンパク質分子量   | 105kDa                                                   |
| 輸送方法       | 氷袋                                                       |