

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ship1ウサギモノクローナル抗体 - Q92835

商品番号: CM0007921



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのSHIP1ウサギモノクローナル抗体です。ヒトSHIP1（Q92835）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。免疫シグナル伝達研究や診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHIP1 ウサギmAb
別名	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3635
GeneID	3635
免疫原	ヒトSHIP1（Q92835）のアミノ酸1084～1178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92835
タンパク質分子量	133kDa
発送方法	氷袋