

抗Shp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用途） - P29350

商品番号: CM0003325



前書き

高品質な抗SHP1ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSHP1を検出します(P29350)。免疫シグナル伝達や造血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP1 ウサギmAb
備考/別名	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTPIC; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5777
GeneID	5777
免疫原	合成ペプチド ヒトSHP1 (P29350)のアミノ酸496～595番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29350
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋梱包