

Anti-Siglec12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Pq1

商品番号: CM0029672

前書き

ヒトSIGLEC12（シアル酸結合免疫グロブリン様レクチン12）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応します。アミノ酸20-210を含む組換え免疫原。細胞接着研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIGLEC12 Rabbit pAb
備考/エイリアス	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89858
GeneID	89858
免疫原	ヒトSIGLEC12 (NP_443729.1) のアミノ酸20-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96PQ1
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋