

## Wb、Elisa用 抗Sik2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H0K1

商品番号: CM0026109

### 前書き

ヒト SIK2 (Q9H0K1)  
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、アミノ酸827-926を標的としています。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。代謝およびオートファジー研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | SIK2 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名      | QIK; SIK-2; SNFILK2; LOH11CRII; SIK2                   |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 23235                                                  |
| 遺伝子ID      | 23235                                                  |
| 免疫原        | ヒト SIK2 (NP_056006.1) のアミノ酸827-926に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用         | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q9H0K1                                                 |
| タンパク質分子量   | 104kDa                                                 |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                  |