

Anti-Sirt2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Ixx6

商品番号: CM0009545



前書き

ヒトSIRT2（NAD依存性脱アセチル化酵素Sirtuin-2）を標的とする高品質なウサギ組換えモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。細胞周期、エピジェネティクス、腫瘍抑制に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT2 Rabbit mAb
備考/別名	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
種	ヒト
GeneID	22933
免疫原	ヒトSIRT2（Q8IXJ6）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IXJ6
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋