

## 抗Sirt3ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済] Wb・Elisa用 - Q9Ntg7

商品番号: CM0029154



### 前書き

### [KO検証済]

SIRT3ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途で使用可能です。ヒト、マウス、ラットで検証済み。ミトコンドリア脱アセチル化酵素機能およびエネルギー代謝の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 製品名      | [KO検証済] SIRT3 Rabbit pAb                             |
| 別名/略称    | SIR2L3; T3                                           |
| 対象種      | ヒト                                                   |
| GeneID   | 23410                                                |
| 免疫原      | ヒトSIRT3 (NP_036371.1) のアミノ酸299～399番領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                                  |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途       | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性    | ヒト, マウス, ラット                                         |
| SWISS    | Q9NTG7                                               |
| タンパク質分子量 | 44kDa                                                |
| 発送方法     | 保冷剤                                                  |