

Skap2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O75563

商品番号: CM0015261



前書き

B細胞の接着およびシグナル伝達に関与するSrcキナーゼ関連リンタンパク質であるヒトSKAP2に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAの用途で検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKAP2 ウサギpAb
別名	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8935
免疫原	ヒトSKAP2 (NP_003921.2) のアミノ酸1-120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75563
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋