


WbおよびElisa用 抗Slc1A5 ウサギポリクローナル抗体 - Q15758

商品番号: CM0015377



前書き

ヒトSLC1A5 (ASCT2)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ラットとの交差反応性があります。グルタミン輸送、がん代謝、ウイルス受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A5 ウサギ pAb
備考 / 別名	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VSI; SLC1A5
種	ヒト
GeneID	6510 (ヒト)
免疫原	ヒトSLC1A5 (NP_005619.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q15758
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ