

Wb・Elisa用抗Slc1A6ウサギポリクローナル抗体 - P48664

商品番号: CM0028024

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質抗SLC1A6ウサギポリクローナル抗体です。小脳プルキンエ細胞に必須のグルタミン酸トランスポーターであるヒトおよびマウスEAAT4を検出します。神経科学およびトランスポーター研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A6 Rabbit pAb
別名	EAAT4; SLC1A6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6511
遺伝子ID	6511
免疫原	ヒトSLC1A6（NP_001259016.1）のアミノ酸155～265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48664
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	氷袋