

Anti-Slc1A7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00341

商品番号: CM0024042

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの、SLC1A7 (EAAT5) ターゲットのウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性があります。グルタミン酸輸送およびシナプス抑制に関する網膜および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A7 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SLC1A7; AAAT; EAAT5; solute carrier family 1 member 7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6512
遺伝子ID	6512
免疫原	ヒトSLC1A7 (NP_006662.3) のアミノ酸480-560に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O00341
タンパク質分子量	17kDa/60kDa
配送	氷袋