


Wb・Elisa用抗Slc22A2（Oct2）ポリクローナル抗体 - O15244

商品番号: CM0025390



前書き

ヒトSLC22A2/OCT2有機カチオントランスポーターを標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの実用性が確認済みで、ラットと交差反応します。薬物クリアランス、神経伝達物質輸送、ポリアミン経路の研究に最適です。予測分子量は63kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC22A2 ウサギpAb
備考／別名	OCT2; SLC22A2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6582
遺伝子ID	6582
免疫原	ヒトSLC22A2 (NP_003049.2) のアミノ酸44～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	O15244
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	氷袋