


## 抗Slc22A3/Oct3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O75751

商品番号: CM0003694



### 前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの組換えウサギモノクローナル抗SLC22A3/OCT3抗体。神経伝達物質や薬物の取り込みに関与する重要な有機カチオントランスポーターであるヒトおよびマウスの溶質キャリアファミリー22メンバー3（O75751）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | SLC22A3/OCT3 ウサギmAb                                     |
| 別名          | EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3                           |
| 対象種         | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 6581                                                    |
| GeneID      | 6581                                                    |
| 免疫原         | ヒトSLC22A3/OCT3（O75751）のアミノ酸301～450番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| 適用用途        | WB、IHC-P、ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS       | O75751                                                  |
| タンパク質分子量    | 61kDa                                                   |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                    |