

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Slc24A4 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nff2

商品番号: CM0023738

前書き

SLC24A4 (NCKX4)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。カルシウム輸送、嗅覚、エナメル質形成に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC24A4 ウサギ pAb
備考/別名	A12A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4
種	ヒト
GeneID	123041
免疫原	ヒトSLC24A4 (NP_705932.2) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFF2
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ