

Anti-Slc27A2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O14975

商品番号: CM0014083

前書き

SLC27A2 (FATP2)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂肪酸輸送および代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC27A2 Rabbit pAb
備考/別名	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVLI; hFACVL1; HsT17226; SLC27A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11001
遺伝子ID	11001
免疫原	ヒトFATP2 (NP_003636.2) のアミノ酸290-573に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14975
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋