

WbおよびElisa用抗Slc27A6ポリクローナル抗体 - Q9Y2P4

商品番号: CM0026434

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗SLC27A6(FATP6)抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと反応します。脂肪酸輸送および代謝研究に使用されています。UniProt Q9Y2P4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC27A6 ウサギpAb
備考/別名	FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28965
GeneID	28965
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSLC27A6 (NP_054750.1)のアミノ酸370-619を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2P4
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	氷袋梱包