

Anti-Slc2A5 (Glut5) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22732

商品番号: CM0015643

前書き

ヒトおよびマウスとの交差反応性を持つ、SLC2A5 (GLUT5) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済み。果糖トランスポーター研究および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC2A5 ウサギ pAb
備考/別名	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6518
GeneID	6518
免疫原	合成ペプチド（ヒトSLC2A5 (NP_003030.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22732
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ