

Wb/Elisa用 抗Slc34A3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N130

商品番号: CM0018151

前書き

ヒトSLC34A3 (NaPi-2c、NPT2C) に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの腎臓サンプルと反応します。腎臓のリン酸輸送およびHHRH研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLC34A3 ウサギ pAb
備考/別名	HHRH; NPT2C; NPTIIc; SLC34A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	142680
GeneID	142680
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC34A3 (NP_543153.1) のアミノ酸1-117に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N130
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ