

Wb・Elisa用 抗Slc39A7（Zip7）ウサギポリクローナル抗体 - Q92504

商品番号: CM0029798



前書き

亜鉛ホメオスタシス、B細胞の発生、細胞シグナル伝達に不可欠な小胞体/ゴルジ体の亜鉛トランスポーターであるSLC39A7（ZIP7）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC39A7 Rabbit pAb
別名	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7922
免疫原	ヒトSLC39A7（NP_008910.2）のアミノ酸235～380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92504
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	氷袋