


Anti-Slc3A2/Cd98Hc ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08195

商品番号: CM0024124



前書き

SLC3A2/CD98hcを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アミノ酸輸送、インテグリンシグナル伝達、およびウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	SLC3A2/CD98hc ウサギ pAb
備考/別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6520
遺伝子ID	6520
免疫原	ヒトSLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) のアミノ酸461-630に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08195
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋