

WbおよびElisa用Anti-Slc40A1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Np59

商品番号: CM0013742



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の特異的な抗SLC40A1ウサギポリクローナル抗体。主要な鉄輸送体であるヒトおよびマウスのフェロポーチン（Q9NP59）を検出します。IVD研究およびアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC40A1ウサギpAb
備考／別名	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	30061
GeneID	30061
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC40A1（NP_055400.1）のアミノ酸250～300内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NP59
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ