

Wb、Elisa用抗Slc5A3ポリクローナル抗体 - P53794

商品番号: CM0019021

前書き

SLC5A3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ナトリウム/ミオイノシトール共輸送、浸透圧ストレス、イオンチャネル調節の研究に適しています。予測分子量80kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC5A3 ウサギ pAb
備考/別名	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6526
免疫原	ヒトSLC5A3 (NP_008864.4) のアミノ酸535-695に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53794
タンパク質分子量	80kDa
輸送	保冷バッグ