

Anti-Slc6A1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P30531

商品番号: CM0018037



前書き

ヒトSLC6A1

(GAT1)に対するウサギポリクローナル抗体。アミノ酸500-

599領域内の合成ペプチドを免疫原として作成されました。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。神経科学およびGABAトランスポーター研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A1 Rabbit pAb
備考/別名	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6529
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC6A1 (NP_003033.3) のアミノ酸500-599領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P30531
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ