

Anti-Slco2B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb/Elisa用） - O94956

商品番号: CM0014529

前書き

ヒトSLCO2B1（OATPB/OATP2B1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスの約77kDaの有機アニオントランスポーターを検出し、ステロイド・薬物輸送研究、肝臓・胎盤研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLCO2B1 Rabbit pAb
備考/別名	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11309
遺伝子ID	11309
免疫原	ヒトSLCO2B1（NP_009187.1）のアミノ酸130-210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94956
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤