

Wb、Elisa用抗Slco3A1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uig8

商品番号: CM0016075

前書き

CamelBioのSLCO3A1ウサギポリクローナル抗体（OATP-D、OATP3A1）は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSLCO3A1を検出します。有機アニオントランスポーターの研究や組織分布解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLCO3A1ウサギpAb
備考／別名	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	28232
GeneID	28232
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIG8
タンパク質分子量	77 kDa
配送	保冷バッグ