


Wb、Elisa用 Anti-S-Smarcad1 ポリクローナル抗体 - Q9H4L7

商品番号: CM0022748



前書き

ヒト SMARCD1

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA で検証済み。DNA 修復およびヘテロクロマチン組織化に不可欠な ATP 依存性クロマチンリモデラーを標的とします。クロマチン生物学および DNA 損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SMARCD1 Rabbit pAb
備考/別名	SMARCD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56916
GeneID	56916
免疫原	ヒト SMARCD1 (NP_064544.2) のアミノ酸 928-1026 領域内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H4L7
タンパク質分子量	68kDa/117kDa
配送	アイスパック