

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Smc4 モノクローナル抗体 - Q9Ntj3

商品番号: CM0004714



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのAnti-SMC4
ウサギ
モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。
コンデンシン複合体タンパク質SMC4（約147kDa）を
検出。染色体生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC4 ウサギmAb
備考/別名	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10051
GeneID	10051
免疫原	ヒトSMC4 (Q9NTJ3) のアミノ酸1189-1288に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NTJ3
タンパク質分子量	147kDa
発送	保冷バッグ