


## Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Smchd1ポリクローナル抗体 - A6Nhr9

商品番号: CM0025626



### 前書き

SMCHD1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびラットのSMCHD1（226 kDa）を認識します。クロマチン沈黙、X染色体不活性化、およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | SMCHD1 Rabbit pAb                                         |
| 備考/別名      | BAMS; FSHD2; SMCHD1                                       |
| 種          | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 23347                                                     |
| 遺伝子ID      | 23347                                                     |
| 免疫原        | ヒトSMCHD1 (NP_056110.2) のアミノ酸1756-2005に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、ラット                                                    |
| SWISS      | A6NHR9                                                    |
| タンパク質分子量   | 226kDa                                                    |
| 配送         | アイスバッグ                                                    |