

If/Icc、Elisa用 抗Smyd5 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Gmv2

商品番号: CM0030464

前書き

ヒトSMYD5 (ZMYND23)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。SMYD5は、翻訳伸長、ヒストン修飾、胚性幹細胞調節に関与するタンパク質-リシンN-トリメチルトランスフェラーゼです。免疫蛍光法 (IF/ICC) およびELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD5 ウサギ pAb
備考/別名	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10322
免疫原	ヒトSMYD5 (NP_006053.2) のアミノ酸300-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6GMV2
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷剤