

抗Snd1ウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済み] For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

商品番号: CM0005766



前書き

組換えウサギモノクローナル抗SND1抗体
[KO検証済み] for WB, IHC-P, IF/ICC,
ELISA。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。10
2
kDaのmiRNAエンドヌクレアーゼおよび転写共活性
化因子p100/TDRD11を標的。遺伝子制御およびウィ
ルス学研究に最適。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SND1 ウサギ mAb
備考/別名	p100; TDRD11; Tudor-SN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27044
GeneID	27044
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSND1 (NP_055205.2) のアミノ酸26-285に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7KZF4
タンパク質分子量	102kDa
輸送	アイスパック