


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Snrpb ウサギポリクローナル抗体 - P14678

商品番号: CM0023188



前書き

スプライソソームコアタンパク質であるSNRNP B/B' (Sm B/B')

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。スプライシングおよびRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNP Rabbit pAb
備考/別名	COD; CCMS; SNRNP1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRNP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6628
GeneID	6628
免疫原	ヒト SNRNP (NP_003082.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14678
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋