


抗Snx1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q13596

商品番号: CM0009529



前書き

ヒトソーティングネクシン1（SNX1/VPS5）に対するウサギモノクローナル抗体です。組換え免疫原（アミノ酸1-100番領域）を使用し、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。59kDaのバンドを検出します。レトロマー依存性貨物ソーティングおよびエンドソーム輸送経路の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX1 ウサギmAb
備考/別名	VPS5; HsT17379; SNX1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6642
GeneID	6642
免疫原	ヒトSNX1（Q13596）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13596
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	保冷剤