

抗Socs5ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - O75159

商品番号: CM0025126

前書き

ヒトSOCS5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。サイトカインシグナル伝達およびユビキチン化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS5 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9655
GeneID	9655
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSOCS5のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_054730.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O75159
タンパク質重量	61kDa
配送	アイスバッグ