

Wb、Elisa用抗Socs7モノクローナル抗体 - O14512

商品番号: CM0007025

前書き

SOCS7ウサギmAbはWBおよびELISAで検証済みです。
。サイトカインとインスリンシグナル伝達を制御する
63kDaのE3リガーゼアダプターであるヒトSOCS7を標
的としており、免疫検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS7 ウサギmAb
別名	NAP4; NCKAP4; SOCS7
反応種	ヒト
遺伝子ID	30837
免疫原	ヒトSOCS7（NP_055413.1）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14512
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤