


Wb、Elisa用抗Sod1ウサギモノクローナル抗体 - P00441

商品番号: CM0003655



前書き

ヒトSOD1（スーパーオキシドジスムターゼ[Cu-Zn]）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。酸化ストレス、抗酸化メカニズム、ALSなどの神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SOD1 ウサギmAb
備考/別名	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; ホモ二量体; SOD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6647
GeneID	6647
免疫原	ヒトSOD1 (NP_000445.1) のアミノ酸2-154番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00441
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷剤