

Wb、Elisa用 抗ソルビトールデヒドロゲナーゼ モノクローナル抗体 - Q00796

商品番号: CM0006948



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高精度な抗ソルビトールデヒドロゲナーゼ（SORD）モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ポリオール経路、糖尿病合併症、代謝研究に使用可能。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	ソルビトールデヒドロゲナーゼ ウサギmAb
備考/別名	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol Dehydrogenase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6652
GeneID	6652
免疫原	ヒトソルビトールデヒドロゲナーゼ (NP_003095.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00796
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ