

ウェスタンブロッティング（Wb）・Elisa用 抗Sox13ポリクローナル抗体 - Q9Un79

商品番号: CM0022483

前書き

ヒトSOX13を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。
マウス・ラットとも交差反応性を示します。転写調節、糖尿病、クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX13 Rabbit pAb
別名	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
対象種	ヒト
GeneID	9580
免疫原	ヒトSOX13（NP_005677.2）のアミノ酸525～600番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UN79
タンパク質分子量	69kDa
配送方法	氷袋梱包