


抗Sox2ポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Ip・Elisa対応 - P48431

商品番号: CM0017432



前書き

ヒトSOX2に対するウサギポリクローナル抗体（P48431）で、ヒト・マウス・ラットを対象としたWB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。幹細胞および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX2 ウサギpAb
略号・別名	ANOP3; MCOPS3; SOX2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6657
免疫原	ヒトSOX2（NP_003097.1）のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48431
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤