

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Sp1ウサギポリクローナル抗体 - P08047

商品番号: CM0013912



前書き

ヒトSP1転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSP1を検出。細胞増殖、アポトーシス、クロマチンリモデリングに関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP1 ウサギ pAb
備考/別名	SP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6667
遺伝子ID	6667
免疫原	ヒトSP1 (NP_612482.2) のアミノ酸420-620に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08047
タンパク質分子量	81kDa
輸送	保冷バッグ