


WbおよびElisa用 Anti-Sp100 ポリクローナル抗体 - P23497

商品番号: CM0026366



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用ウサギポリクローナルSP100抗体。ヒトおよびマウスに反応性あり。PML核体、ETS1との転写共活性化、アポトーシス制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP100 Rabbit pAb
備考/別名	lysp100b; SP100
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	6672
GeneID	6672
免疫原	ヒトSP100 (NP_001193631.1) のアミノ酸181-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23497
タンパク質分子量	100kDa
発送	保冷バッグ