

WbおよびElisa用 抗Sp110ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hb58

商品番号: CM0030156

前書き

ヒトSP110（IPR1、IFI41、IFI75）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を示します。転写制御および自己免疫疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP110 ウサギ pAb
備考/別名	IPR1; VOD1; IFI41; IFI75; SP110
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3431
免疫原	ヒトSP110（NP_004501.3）の amino 酸1-290に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HB58
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ