

Anti-Sp7 (Osterix) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tdd2

商品番号: CM0019587

前書き

Western blot (WB) および ELISA で検証済みの Anti-SP7
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの SP7/osterix（骨芽細胞分化の重要な転写因子）を認識します。骨生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP7 Rabbit pAb
備考/別名	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	121340
GeneID	121340
免疫原	ヒト SP7 (NP_001166938.1) のアミノ酸 333-376 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDD2
タンパク質分子量	45kDa
配送方法	アイスバッグ