

Wb・Elisa用 抗Spag6 ウサギポリクローナル抗体 - O75602

商品番号: CM0027113

前書き

鞭毛運動に必須な精子関連抗原であるヒトSPAG6を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。生殖生物学や線毛症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPAG6 Rabbit pAb
別名	pfl6; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9576
GeneID	9576
免疫原	ヒトSPAG6 (NP_758442.1) のアミノ酸180-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75602
タンパク質分子量	55kDa
配送方法	氷袋梱包