

Ihc-P・Elisa用 抗Sparc ウサギポリクローナル抗体 - P09486

商品番号: CM0020698



前書き

ヒトSPARC（オステオネクチン、BM-40）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。免疫組織化学染色（IHC-P）およびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラット検体の組織染色や定量アッセイに適しています。細胞外マトリックス研究に最適な製品です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	SPARC ウサギpAb
備考/別名	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6678
遺伝子ID	6678
免疫原	ヒトSPARC (NP_003109.1) のアミノ酸18～303番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09486
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤