


WbおよびElisa用 抗Sparcl1ウサギポリクローナル抗体 - Q14515

商品番号: CM0021840



前書き

ヒト SPARCL1 (Hevin, MAST9)

に対する高品質ポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットに反応性あり。細胞外マトリックスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPARCL1 ウサギ pAb
備考/別名	SCI; MAST9; PIG33; MAST 9; SPARCL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8404
GeneID	8404
免疫原	ヒト SPARCL1 (NP_004675.3) のアミノ酸17-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14515
タンパク質分子量	75kDa
輸送	保冷バッグ