


Anti-Spata5ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nb90

商品番号: CM0022623



前書き

ヒトSPATA5（AFG2、SPAF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSPATA5を検出；クロマチン複製、リボソーム生合成、および精子形成に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPATA5 Rabbit pAb
備考/別名	AFG2; SPAF; EHLMS; NEDHSB; SPATA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	166378
GeneID	166378
免疫原	ヒトSPATA5（NP_001304728）のアミノ酸228-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB90
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスバッグ