

Wb、Elisa用抗SpC25ポリクローナル抗体 - Q9Hbm1

商品番号: CM0015953



前書き

ヒトSPC25（動原体タンパク質SpC25）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。染色体分離、有糸分裂、動原体機能の研究に適しています。Swiss-Prot Q9HBM1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPC25ウサギpAb
備考／別名	AD024; SPBC25; hSpC25; SPC25
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57405
GeneID	57405
免疫原	ヒトSPC25（NP_065726.1）のアミノ酸120～224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HBM1
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ