

If/IccおよびElisa用抗Sphk2ポリクローナル抗体 - Q9Nra0

商品番号: CM0028374

前書き

SPHK2ウサギpAbは、ヒトスフィンゴシンキナーゼ2に対するポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトサンプルにおけるスフィンゴ脂質シグナル伝達、アポトーシス、ミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPHK2 ウサギpAb
備考/別名	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56848
遺伝子ID	56848
免疫原	ヒトSPHK2 (NP_064511.2) のアミノ酸480〜654に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRA0
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤